

Anticorps Polyclonal De Lapin Pnn Pour Wb, Elisa - Q9H307

Numéro d'article: CM0022751

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PNN validé pour WB et ELISA. Reconnaît le PNN humain et de rat, un activateur de transcription et facteur d'épissage impliqué dans l'adhésion cellulaire et la suppression tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin PNN
Remarques/Alias	DRS; DRSP; SDK3; memA; PNN
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5411
GenelD	5411
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du PNN humain (NP_002678.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9H307
Poids moléculaire	82kDa
Expédition	Sac de glace