

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pnpla3 (Adiponutrine, Pour Ipla2-Epsilon) Pour Wb Et Elisa - Q9Nst1

Numéro d'article: CM0027850

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le PNPLA3 humain (adiponutrine, iPLA2-epsilon) pour le Western blot et l'ELISA. Détecte le PNPLA3 humain, de souris et de rat ; convient pour la recherche sur le métabolisme des lipides et la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PNPLA3 Lapin pAb
Remarques/Alias	ADPN; C22orf20; iPLA(2)epsilon; PNPLA3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	80339
ID de gène	80339
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 377-481 du PNPLA3 humain (NP_079501.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NST1
Poids moléculaire	53kDa
Expédition	Sac de glace