


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Polr2A Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa, Chip - P24928

Numéro d'article: CM0016690



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la sous-unité RPB1 (POLR2A) de l'ARN polymérase II dirigée par l'ADN. Validé pour les applications WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA et ChIP, avec une réactivité croisée confirmée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de la transcription et de la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-POLR2A
Remarques/Alias	RPB1 ; RPO2 ; POLR2 ; POLRA ; RPBh1 ; RPOL2 ; NEDHIB ; RpiLS ; hsrPB1 ; hRPB220 ; POLR2A
Espèce	Humain
GeneID	5430
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-260 de la POLR2A humaine (NP_000928.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P24928
Poids de la protéine	217 kDa
Expédition	Sac réfrigérant