


Polr2E Lapin Pab - P19388

Numéro d'article: CM0019385



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité commune d'ARN polymérase humaine POLR2E (RPB5/RPABC1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR2E Lapin pAb
Remarques/Alias	RPB5 ; XAP4 ; RPABC1 ; hRPB25 ; hsRPB5 ; POLR2E
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5434
Identifiant du gène	5434
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de POLR2E humain (NP_002686.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19388
Poids protéique	25 kDa
Expédition	Sac de glace