


Polr2l Pab De Lapin - P36954

Numéro d'article: CM0020312



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité RPB9 de l'ARN polymérase II dirigée par l'ADN (POLR2I), destiné au Western blot et à l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines ; s'intègre aux recherches sur la transcription par la Pol II.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	POLR2I pAb de lapin
Remarques/Synonymes	RPB9 ; hRPB14.5 ; POLR2I
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5438
ID du gène	5438
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 125 de la POLR2I humaine (NP_006224.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P36954
Poids moléculaire	15 kDa
Expédition	Sac réfrigérant