


Ac Monoclonal De Lapin Anti-Pp2A Alpha/Bêta Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P67775 / P62714

Numéro d'article: CM0009734



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PP2A alpha/bêta validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les sous-unités catalytiques de PP2A humaines, murines et de rat, essentielles à l'activité phosphatase sérine/thréonine et aux recherches sur la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-PP2A alpha/bêta
Remarques/alias	PP2Abêta ; PP2CB ; PP2A alpha + bêta
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5515/5516
GeneID	5515/5516
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 309 de la PP2A alpha + bêta humaine (P62714)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P67775/P62714
Poids moléculaire	36 kDa
Expédition	Sac réfrigérant