

Anticorps Polyclonal (Pab) De Lapin Anti-Ppa2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2U2

Numéro d'article: CM0018826

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PPA2 validé pour le Western Blot, l'immunofluorescence et l'ELISA. Réactivité croisée avec la PPA2 humaine, de souris et de rat. Outil essentiel pour l'étude de la pyrophosphatase mitochondriale et du métabolisme énergétique cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-PPA2
Remarques/Alias	SCFI; SCFAI; HSPC124; SID6-306; PPA2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27068
GeneID	27068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-100 de la PPA2 humaine (NP_008834.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H2U2
Poids de la protéine	38 kDa
Expédition	Glace carbonique / Sac de glace