


Ppar α Pab De Lapin - Q07869

Numéro d'article: CM0028140



Introduction

PPAR α pAb de lapin validé pour WB, ELISA. Reconnaît PPAR α humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique et les récepteurs nucléaires. Matière première IVD fiable de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPAR α pAb de lapin
Remarques / Alias	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPAR α
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5465
GeneID	5465
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-92 de PPAR α humain (NP_005027.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q07869
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace