

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ppbp Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02775

Numéro d'article: CM0006050



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PPBP de haute qualité de CamelBio, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine basique plaquettaire humaine (CXCL7/NAP-2). Idéal pour les applications de recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PPBP
Remarques/Alias	PBP ; TC1 ; TC2 ; TGB ; LDGF ; MDGF ; TGB1 ; B-TG1 ; CTAP3 ; CXCL7 ; NAP-2 ; SCYB7 ; THBGB ; LA-PF4 ; THBGB1 ; Beta-TG ; CTAPIII ; CTAP-III ; PPBP
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5473
GeneID	5473
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-128 de PPBP humain (NP_002695.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P02775
Poids moléculaire protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace