


## Ppih Lapin Pab - O43447

Numéro d'article: CM0018600



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin recombinant ciblant l'humain PPIH (CypH), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. PPIH est une peptidyl-prolyl isomérase et un composant du spliceosome, idéal pour la recherche sur l'épissage et les chaperons.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                 |
|---------------------|----------------------------------------|
| Nom du produit      | PPIH Lapin pAb                         |
| Remarques/Alias     | CYPH; CYP-20; USA-CYP; SnuCyp-20; PPIH |
| Espèce              | Humain                                 |
| ID du gène (Humain) | 10465                                  |
| ID du gène          | 10465                                  |
| Immunogène          | Protéine recombinante                  |
| Source              | Lapin                                  |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                  |
| Application         | WB, ELISA                              |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                    |
| SWISS               | O43447                                 |
| Poids protéique     | 19kDa                                  |
| Expédition          | Sac de glace                           |