


Ppil1 Pab De Lapin - Q9Y3C6

Numéro d'article: CM0015450



Introduction

PPIL1 pAb de lapin est un anticorps polyclonal validé pour le Western blot et l'ELISA. Il reconnaît la PPIL1 (CYPL1) humaine, une peptidyl-prolyl isomérase associée au spliceosome impliquée dans l'épissage de l'ARNm et le développement cérébral. Il présente une réaction croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPIL1 pAb de lapin
Remarques / Alias	CYPL1 ; PCH14 ; hCyPX ; PPIase ; CGI-124 ; PPIL1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	51645
ID du gène	51645
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 166 de la PPIL1 humaine (NP_057143.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris, Rat
SWISS	Q9Y3C6
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace