


Ppil2 Pab De Lapin Pour Wb, Elisa - Q13356

Numéro d'article: CM0027240



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin PPIL2 de haute qualité validé pour les applications Western blot et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Idéal pour l'étude de la fonction de l'ubiquitine ligase dans l'épissage et la dégradation des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPIL2 pAb de lapin
Remarques / Alias	CYC4; CYP60; UBOX7; Cyp-60; hCyp-60; PPIL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23759
GeneID	23759
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de la PPIL2 humaine (NP_680481.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13356
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace