


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre Ppil4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8Wua2

Numéro d'article: CM0024567



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre PPIL4 pour la détection de la Peptidyl-prolyl cis-trans isomérase-like 4 de 57 kDa dans des échantillons humains. Validé pour Western blot (WB), immunofluorescence (IF/ICC) et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPIL4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HDCME13P; PPIL4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	85313
GeneID	85313
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 301-492 de la PPIL4 humaine (NP_624311.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WUA2
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace