

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ppl Pour Wb, If-P, Elisa - O60437

Numéro d'article: CM0018080



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-periplakine (PPL) validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour l'étude de l'enveloppe cornée et de la biologie des desmosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PPL Rabbit pAb
Remarques/Alias	PPL
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5493
GeneID	5493
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 130 de la PPL humaine (NP_002696.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O60437
Poids moléculaire	205 kDa
Expédition	Sac réfrigérant