


Anticorps Polyclonal De Lapin Ppp1Cc Pour Wb Et Elisa - P36873

Numéro d'article: CM0022179



Introduction

pAc de Lapin PPP1CC, un anticorps polyclonal dirigé contre la sous-unité catalytique gamma de la phosphatase protéique sérine/thréonine PP1 humaine. Validé pour WB et ELISA, convient pour la recherche sur le cycle cellulaire, le rythme circadien et la voie MAPK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin PPP1CC
Remarques/Alias	PP1C, PP-1G, PPP1G, PPP1CC
Espèce	Humain
GenelD	5501
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-323 de PPP1CC humain (NP_002701.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P36873
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace