


Anticorps Polyclonal De Lapin Prkar1A (Validé Par Ko) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10644

Numéro d'article: CM0016684



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre PRKAR1A humain, validé par knock-out, adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur la voie de signalisation de l'AMPC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] PRKAR1A Rabbit pAb
Remarques/Alias	CAR; CNC; CNC1; PKR1; TSE1; ADOHR; PPNAD1; PRKAR1; ACRDYS1; 1A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5573
GeneID	5573
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 250 de PRKAR1A humain (NP_002725.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10644
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace