


Anticorps Monoclonal Lapin Prkra/Pact Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075569

Numéro d'article: CM0004133



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant le PRKRA/PACT humain (O75569). Validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient aux études sur la signalisation PKR, le silençage de l'ARN et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PRKRA/PACT mAb Lapin
Remarques/Alias	RAX; PACT; DYT16; HSD14; PRKRA/PACT
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8575
GeneID	8575
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 214-313 du PRKRA/PACT humain (O75569).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75569
Poids Protéique	34kDa
Expédition	Sac de glace