

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prmt1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99873

Numéro d'article: CM0017484



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRMT1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Cible la protéine arginine N-méthyltransférase 1 (UniProt : Q99873). Idéal pour la recherche en épigénétique et sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRMT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ANM1 ; HCP1 ; IR1B4 ; HRMT1L2 ; PRMT1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3276
GeneID	3276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 270-371 de la PRMT1 humaine (NP_001527.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q99873
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac de glace