

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-ProdH Pour Wb Et Elisa - O43272

Numéro d'article: CM0028298

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRODH pour le Western blot et l'ELISA. Détecte la proline déshydrogénase 1 endogène chez l'humain, la souris et le rat. La cible est une enzyme mitochondriale centrale du métabolisme de la proline et est associée au cancer et à la schizophrénie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRODH Lapin pAb
Remarques/Alias	POX; PIG6; HSPOX2; PRODH1; PRODH2; TP53I6; PRODH
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5625
ID de gène	5625
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 321-600 de PRODH humain (NP_057419.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43272
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace