

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Progestérone Pour Applications Db Et Elisa - A26215

Numéro d'article: CM0009733

Introduction

L'anticorps monoclonal de lapin anti-progestérone (réf. cat. A26215) est un réactif indépendant de l'espèce, adapté au dot blot (DB) et à l'ELISA. Cet anticorps permet la détection de la progestérone dans le développement de dosages hormonaux et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-progestérone
Remarques/Alias	Progestérone
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la progestérone.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	DB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac réfrigérant