


Protéasome 20S Lmp7 Pab De Lapin - P28062

Numéro d'article: CM0021742



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la sous-unité LMP7 du protéasome 20S humain (PSMB8, 30 kDa). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'immunoprotéasome et la présentation des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Protéasome 20S LMP7 pAb de lapin
Remarques/Alias	JMP ; ALDD ; LMP7 ; NKJO ; D6S216 ; PRAAS1 ; PSMB5i ; RING10 ; D6S216E ; Protéasome 20S LMP7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5696
GeneID	5696
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 167-276 du protéasome 20S LMP7 humain. (NP_683720.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P28062
Poids moléculaire de la protéine	30 kDa
Expédition	Sac réfrigérant