

Proz Anticorps Pab De Lapin - P22891

Numéro d'article: CM0023966



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant la protéine Z dépendante de la vitamine K. Validé pour Western blot et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la coagulation et l'hémostase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PROZ pAb lapin
Remarques / Alias	PZ ; PROZ
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8858
Identifiant du gène	8858
Immunogène	Proéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 220-340 de la protéine PROZ humaine (NP_003882.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P22891
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace