


Mab De Lapin Anti-Prpf31 Pour Wb, Elisa - Q8Wwy3

Numéro d'article: CM0007011



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant Prp31 de la snRNP U4/U6, une protéine essentielle du spliceosome. Validé pour les applications WB et ELISA avec des échantillons humains ; 55 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-PRPF31
Remarques/alias	RP11, PRP31, SNRNP61, NY-BR-99, PRPF31
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	26121
GeneID	26121
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 350 et 450 de la PRPF31 humaine (Q8WWY3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q8WWY3
Poids moléculaire	55 kDa
Expédition	Sac de glace