


Prpf4 Lapin Mab - O43172

Numéro d'article: CM0006669



Introduction

PRPF4 Lapin mAb est un anticorps monoclonal ciblant la protéine humaine PRPF4 (protéine U4/U6 snRNP de 60 kDa). Validé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'épissage et les études sur la rétinite pigmentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRPF4 Lapin mAb
Remarques/Alias	PRP4; RP70; HPRP4; Prp4p; HPRP4P; SNRNP60; PRPF4
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9128
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 450-522 de la PRPF4 humaine (NP_004688.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43172
Poids moléculaire de la protéine	58kDa
Expédition	Sac de glace