


Prpf8 Anticorps Polyclonal De Lapin - Q6P2Q9

Numéro d'article: CM0025533



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine PRPF8, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur le spliceosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PRPF8 Anticorps polyclonal de lapin
Remarques/Alias	PRP8; RP13; HPRP8; PRPC8; SNRNP220; PRPF8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	10594
GeneID	10594
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la PRPF8 humaine (NP_006436.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6P2Q9
Poids de la protéine	274 kDa
Expédition	Sac de glace