

Pab De Lapin Anti-Prrt2 Pour Wb Et Elisa - Q7Z6L0

Numéro d'article: CM0024422

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PRRT2 validé pour WB et ELISA. Réagit avec la PRRT2 humaine et murine, un régulateur de la libération des neurotransmetteurs impliqué dans la transmission synaptique. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PRRT2
Remarques / Alias	PKC; EKD1; ICCA; BFIC2; BFIS2; DSPB3; DYT10; FICCA; IFITMD1; PRRT2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	112476
GeneID	112476
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-130 de la PRRT2 humaine (NP_660282.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z6L0
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace