

Anticorps Polyclonal De Lapin Prss2 Pour Wb Et Elisa - P07478

Numéro d'article: CM0027671



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin PRSS2 pour Western blot et ELISA, réactif avec l'humain et la souris. PRSS2 (Trypsine-2) est une sérine protéase sécrétée impliquée dans le traitement des défensines dans l'iléon. Idéal pour la recherche sur les enzymes digestives et les cellules de Paneth.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PRSS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	TRY2; TRY8; TRYP2; PRSS2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5645
ID de gène	5645
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-247 de PRSS2 humain (NP_002761.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07478
Poids moléculaire	26kDa
Expédition	Sac de glace