

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Pseudouridine / 5-Ribosyluracile Pour Applications En Db Et Elisa

Numéro d'article: CM0000045

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin spécifique contre la pseudouridine (5-ribosyluracile) pour applications en dot blot et ELISA. Idéal pour la recherche en épitranscriptomique et l'analyse des modifications de l'ARN. Disponible chez CamelBio comme matière première fiable pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre Pseudouridine / 5-ribosyluracile
Identifiant de gène (CAS)	CAS : 1445-07-4
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la Pseudouridine / 5-ribosyluracile / Y
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	DB, ELISA
Réaction croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace