

## Anticorps Polyclonal De Lapin Contre La Pseudouridine (5-Ribosyluracile) Pour Dot Blot Et Elisa

Numéro d'article: CM0000042

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la pseudouridine/5-ribosyluracile, un nucléoside modifié. Validé pour dot blot et ELISA avec une réactivité indépendante de l'espèce. Idéal pour les applications de recherche en épitranscriptomique et diagnostique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Pseudouridine / 5-ribosyluracile pAb Lapin                                 |
| Immunogène         | Composés chimiques correspondant à la Pseudouridine / 5-ribosyluracile / Y |
| Source             | Lapin                                                                      |
| Catégorie          | Autres anticorps modifiés                                                  |
| Application        | DB, ELISA                                                                  |
| Réactivité croisée | Indépendante de l'espèce                                                   |
| Expédition         | Sac de glace                                                               |