


Psma7 Pab De Lapin - O14818

Numéro d'article: CM0025814



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PSMA7 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la sous-unité alpha type-7 du protéasome, de 28 kDa, impliquée dans la dégradation des protéines et la régulation cellulaire. Idéal pour la recherche sur le protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	PSMA7 pAb de Lapin
Remarques / Alias	C6; HSPC; RC6-1; XAPC7; HEL-S-276; PSMA7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5688
GeneID	5688
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 248 de la PSMA7 humaine (NP_002783.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14818
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace