


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmc3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P17980

Numéro d'article: CM0020199



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PSMC3 validé pour le Western blot, l'immunohistochimie et l'ELISA. Détecte le PSMC3 humain, murin et de rat, une sous-unité régulatrice clé du protéasome 26S. Idéal pour les études sur la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-PSMC3 (pAb)
Remarques/Alias	RPT5 ; TBP1 ; DCIDP ; PSMC3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5702
Identifiant du gène	5702
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du PSMC3 humain (NP_002799.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17980
Poids moléculaire protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace