


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd12 Pour Wb, Elisa - 000232

Numéro d'article: CM0029241



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PSMD12 validé pour WB et ELISA. Détecte la PSMD12 (sous-unité 12 régulatrice non-ATPase du protéasome 26S) humaine, de souris et de rat, un composant clé du système ubiquitine-protéasome. Idéal pour la recherche sur le protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PSMD12
Remarques / Alias	p55; Rpn5; STISS; PSMD12
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	5718
Identifiant de gène	5718
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 197-456 de la PSMD12 humaine (NP_002807.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000232
Poids de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace