

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Psmd14 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00487

Numéro d'article: CM0005148



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant le PSMD14 humain (UniProt O00487), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction du protéasome, la dégradation des protéines et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-PSMD14
Remarques/Alias	PAD1; POH1; RPN11; PSMD14
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10213
GeneID	10213
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 112-210 du PSMD14 humain (O00487)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00487
Poids protéique	35kDa
Expédition	Sac de glace