


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psmd8 Pour Wb, If/Ifc, Elisa - P48556

Numéro d'article: CM0028246



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PSMD8, une sous-unité régulatrice non-ATPase du protéasome 26S. Validé dans les applications WB, IF/IFC et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la voie ubiquitine-protéasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSMD8 Lapin pAb
Remarques/Alias	S14; p31; HIP6; HYPF; Nin1p; Rpn12; HEL-S-91n; PSMD8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5714
GeneID	5714
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 101-350 du PSMD8 humain (NP_002803.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/IFC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48556
Poids moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace