

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Psph Pour Wb, Elisa - P78330

Numéro d'article: CM0007164



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PSPH de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la phosphosérine phosphatase, une enzyme clé dans la biosynthèse de la L-sérine. Idéal pour les études sur le métabolisme et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PSPH
Remarques/Alias	PSP ; PSPHD ; PSPH
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5723
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-225 de la PSPH humaine (NP_004568.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78330
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace