

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ptbp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Numéro d'article: CM0008252



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le PTBP1 humain (hnRNP I), validé en WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le PTBP1 humain et murin, bande attendue à 60 kDa. Idéal pour les études d'épissage de l'ARN et de régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-PTBP1 de lapin
Remarques/Alias	PTB, PTB2, PTB3, PTB4, pPTB, HNRPI, PTB-1, PTB-T, HNRNPI, HNRNP-I, PTBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5725
GeneID	5725
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence d'acides aminés 1-100 du PTBP1 humain (P26599)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P26599
Poids protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace