


Ptbp2 Lapin Pab Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uka9

Numéro d'article: CM0026986



Introduction

PTBP2 Lapin pAb est un anticorps polyclonal validé pour WB, IHC-P et ELISA, ciblant le PTBP2 humain, avec réactivité croisée chez la souris et le rat ; idéal pour la recherche sur l'épissage et la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTBP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	nPTB ; PTBLP ; brPTB ; PTBP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	58155
GeneID	58155
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du PTBP2 humain (NP_001287918.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UKA9
Poids Protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace