

Ptpn22 Lapin Pab Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y2R2

Numéro d'article: CM0012883



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant PTPN22 (LYP), un régulateur négatif clé de la signalisation du TCR. Idéal pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit croisée avec l'humain, la souris, le rat pour l'étude des maladies auto-immunes et de la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPN22 Lapin pAb
Remarques/Alias	LYP; PEP; LYP1; LYP2; PTPN8; PTPN22.5; PTPN22.6; PTPN22
Espèce	Humain
GeneID	26191
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-90 de PTPN22 humain (NP_036543.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y2R2
Poids de la protéine	92kDa
Expédition	Sac de glace