


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptpn5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54829

Numéro d'article: CM0019337



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PTPN5 (STEP) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible une phosphatase clé impliquée dans la plasticité synaptique et les voies de survie neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPN5 pAb de lapin
Remarques/Alias	STEP ; STEP61 ; PTPSTEP ; PTPN5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	84867
GeneID	84867
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190 à 307 de la PTPN5 humaine (NP_116170.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P54829
Poids moléculaire	64 kDa
Expédition	Sac réfrigérant