

Anticorps Polyclonal De Lapin Ptpra Pour Wb Et Elisa - P18433

Numéro d'article: CM0015286



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la PTPRA humaine, validé pour des applications Western blot et ELISA. Détecte la PTPRA de souris et de rat, adapté à la recherche sur la signalisation des intégrines et les adhésions focales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPRA Rabbit pAb
Remarques / Alias	LRP; HLPR; PTPA; HEPTP; HPTPA; RPTPA; PTPRL2; HPTPalpha; R-PTP-alpha; PTPRA
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5786
ID du gène	5786
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 175 à 295 de la PTPRA humaine (NP_543030.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P18433
Poids de la protéine	91 kDa
Expédition	Sachet de glace