


Anticorps Polyclonal Ptprg De Lapin Pour Wb Et Elisa - P23470

Numéro d'article: CM0016035



Introduction

Anticorps polyclonal PTPRG de lapin de haute qualité validé pour WB et ELISA. Développé contre le PTPRG humain recombinant (acides aminés 250-450). Détecte le PTPRG humain, de souris et de rat, une phosphatase tyrosine protéique de type récepteur gamma d'un poids moléculaire de 162 kDa. Idéal pour la recherche sur les phosphatases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPRG Rabbit pAb
Remarques / Alias	PTPG; HPTPG; RPTPG; R-PTP-GAMMA; PTPRG
Espèce	Humaine
ID du gène	5793
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-450 de la PTPRG humaine (NP_002832.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23470
Poids de la protéine	162kDa
Expédition	Sac de glace