


Anticorps Polyclonal De Lapin Ptpro Pour Wb Et Elisa - Q16827

Numéro d'article: CM0028521



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PTPRO humain (Phosphatase protéique tyrosine de type récepteur O) validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Convient pour la recherche sur les maladies rénales et la transduction du signal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PTPRO Lapin pAb
Remarques/Alias	NPHS6; PTPU2; GLEPP1; PTP-OC; PTP-U2; PTPROT; R-PTP-O; PTPRO
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5800
ID de gène	5800
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-300 du PTPRO humain (NP_109592.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q16827
Poids de la protéine	138kDa
Expédition	Sac de glace