

Anticorps Monoclonal De Lapin Puma Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bxh1

Numéro d'article: CM0010206



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin PUMA de haute spécificité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Cible le modulateur de l'apoptose régulé à la hausse par p53, clé pour la recherche sur le cancer et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin PUMA (mAb)
Remarques/Alias	JFY1 ; PUMA ; JFY-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	27113
Immunogène	Peptide synthétique (acides aminés 100-193 de PUMA humain, NP_055232.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BXH1
Poids protéique	18 kDa
Expédition	Sac de glace