

Polyclonal De Lapin Anti-Puma Pour Wb - Q96Pg8/Q9Bxh1

Numéro d'article: CM0020025

Introduction

Polyclonal de lapin anti-PUMA validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Cible plusieurs isoformes de PUMA (10-26 kDa) pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Polyclonal de lapin anti-PUMA
Remarques / Alias	JFY1; PUMA; JFY-1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	27113
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 131 de la protéine PUMA humaine (NP_001120713.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96PG8/Q9BXH1
Poids de la protéine	10 kDa / 14 kDa / 20 kDa / 26 kDa
Expédition	Sac de glace