

Anticorps Monoclonal De Lapin Contre La Puromycine - Validé Pour Wb, Ihc, If, Ip, Cytométrie En Flux Et Elisa

Numéro d'article: CM0000066

Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin contre la puromycine, obtenu contre des composés chimiques de puromycine, est idéal pour détecter l'incorporation de puromycine dans les tests de synthèse protéique. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intracellulaire) et ELISA ; réactivité indépendante de l'espèce.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin contre la puromycine
Identifiant du gène	CAS : 58-58-2
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la puromycine.
Source	Lapin
Catégorie	Autres anticorps modifiés
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace