

Pab Lapin Contre Puromycine - Cas : 58-58-2

Numéro d'article: CM0019707

Introduction

Le pAb lapin contre puromycine est un anticorps polyclonal de lapin développé contre la puromycine. Adapté pour le WB et l'ELISA avec une réactivité croisée indépendante de l'espèce, cet anticorps est un outil pour l'étude de la synthèse protéique et la sélection basée sur la puromycine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb lapin contre puromycine
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	CAS : 58-58-2
ID du gène	CAS : 58-58-2
Immunogène	Composés chimiques correspondant à la puromycine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Indépendante de l'espèce
Expédition	Sac de glace