


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pygb Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P11216

Numéro d'article: CM0029046



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la PYGB humaine (glycogène phosphorylase cérébrale). Adapté pour le WB, l'IF/ICC, l'IP et l'ELISA. Détecte la PYGB humaine, murine et de rat avec un poids moléculaire prédit de 97 kDa. Idéal pour les études sur le métabolisme du glycogène et l'homéostasie énergétique cérébrale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-PYGB
Remarques/Alias	GPBB ; PYGB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5834
Identifiant du gène	5834
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 544-843 de la PYGB humaine (NP_002853.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11216
Poids moléculaire de la protéine	97 kDa
Expédition	Sac de glace