

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rab34 Pour Wb, Elisa - P0Di83/Q9Bzg1

Numéro d'article: CM0014673

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RAB34 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte de multiples isoformes dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient pour les études sur la fonction nucléolaire et l'épissage alternatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-RAB34
Remarques/Alias	RAH ; NARR ; RAB39 ; RAB34
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	83871
ID du gène	83871
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-259 de RAB34 humain (NP_114140.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P0DI83/Q9BZG1
Poids moléculaire de la protéine	21kDa/28kDa/29kDa
Expédition	Sac de glace