


Rab3D Lapin Pab Pour Wb, Elisa - 095716

Numéro d'article: CM0017225



Introduction

Le RAB3D Lapin pAb (O95716) est un anticorps polyclonal validé pour WB et ELISA, réactif croisé avec l'humain et la souris. La bande prédite est de 24kDa. Idéal pour l'étude de Rab-3D dans le trafic membranaire et l'exocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAB3D Lapin pAb
Remarques/Alias	GOV; D2-2; RAB16; RAD3D; RAB3D
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9545
GeneID	9545
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-219 du RAB3D humain (NP_004274.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95716
Poids moléculaire	24kDa
Expédition	Sac de glace