

## Anticorps Monoclonal Rabbit Anti-4-Hydroxynonéal (4-Hne) Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire

Numéro d'article: CM0000052

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à l'ciblant le 4-Hydroxynonéal (4-HNE), un marqueur clé de la peroxydation lipidique. Validé pour la cytométrie en flux intracellulaire avec une réactivité indépendante de l'espèce. Fourni comme matière première IVD pour le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                               |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | mAb Rabbit anti-4-Hydroxynonéal                      |
| Remarques / Alias  | 4-HNE                                                |
| Immunogène         | Composés chimiques correspondant au 4-Hydroxynonéal. |
| Source             | Lapin                                                |
| Catégorie          | Autres anticorps modifiés                            |
| Application        | CF (intracellulaire)                                 |
| Réactivité croisée | Indépendante de l'espèce                             |
| Expédition         | Sachet réfrigérant                                   |